

 <p>Академия Долголетия — С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ БЛИЗКИХ —</p>	Стандартная операционная процедура		№ 051
	Камерная дезинфекция		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Утвердил:			
Генеральный директор _____ /А.В. Попов /			

Камерная дезинфекция

Цель: Дезинфекция и дезинсекция постельных принадлежностей, матрасов, подушек, одежды и личных вещей пациентов по паровоздушному методу.

Где: отделение дезинфекционной камерной обработки.

Когда: После выписки или смерти больного, при поступлении пациента с платяным или волосяным педикулезом, с клопами, а также при загрязнении постельных принадлежностей (матрасы, подушки, одеяла) и нательных вещей больного биологическими жидкостями.

Оснащение:

1. Камера дезинфекционная ВФЭ-2\ 0,9 СЗМО
2. СИЗ: одноразовые перчатки, маска, шапочка, халат, влагостойкий фартук

Основная часть СОП

1. Подготовка к процедуре
 - 1.1. Проверить исправное состояние всех приборов на щите управления и сети.
 - 1.2. Проверить состояние защитного заземления.
 - 1.3. Залить в лоток влажного термодатчика дистиллированную воду с расчетом, что она будет доходить до термопреобразователя сопротивления на 2-3 см., ткань будет влажная и один ее конец должен быть опущен в воду.
 - 1.4. Включить камеру в сеть.

1.5. Закрыть приточно-вытяжное отверстие и рычаг на вентиляционной трубе камеры.

1.6. Произвести прогрев камеры без вещей (нагрев и регулирование температуры в камере производится автоматическим блоком управления дезинфекционной камеры).

1.7. Открыть приточно-вытяжное отверстие и рычаг на вентиляционной трубе после прогрева камеры.

1.8. Сделать запись в журнале регистрации дезинфекционной обработки постельных и нательных принадлежностей с указанием наименования отделения. названия вещей их количество и веса в килограммах.

1.9. Обработать руки гигиеническим способом.

1.10. Надеть одноразовые перчатки и одноразовый фартук

1.11. Заложить комплекты (матрас, одеяло, подушка) в дезинфекционную камеру из отделения загрузки, но, не более трех комплектов на одну дезинфекцию.

1.12. Снять перчатки и фартук, сбросить их в контейнер «Отходы. Класс «Б».

1.13. Обработать руки гигиеническим способом.

	Стандартная операционная процедура	Номер:
		Лист: 2 Всего: 3
НАЗВАНИЕ: Камерная дезинфекция.		ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

2. Выполнение процедуры:

2.1.Выбрать параметры дезинфекции согласно данной таблицы:

Наименование	Температура	Экспозиция в мин.	Загрузка вещей в кг.
Дезинфекция вещей, зараженных вегетативными формами микробов (при смешанной загрузке).	80-90	10	36
	80-90	20	36

Дезинфекция вещей, зараженных:			
а) туберкулезной палочкой	80-90	30	36
б) возбудителем лихорадки «КУ» и оспы.	80-90	45	28
Дезинфекция вещей, зараженных споровыми формами микробов.	97-98	30	36
Дезинфекция вещей, зараженных дерматофитами.	97-98	30	36

2.2. Закрывать приточно-вытяжное отверстие и рычаг на вентиляционной трубе.

2.3. Закрывать дверь дезинфекционной камеры со стороны загрузочного отделения.

2.4. Проверить плотность закрытия двери дезинфекционной камеры со стороны выгрузочного отделения.

2.5. После установки заданных значений температуры, влажности и времени нажать кнопку «Пуск».

2.6. При достижении температуры в камере заданного значения начинается отсчет времени процесса дезинфекции. На индикаторе с периодичностью 5 секунд отображается значение температуры либо значение относительной влажности в дезинфекционной камере и, постоянно- значение времени в минутах, оставшегося до окончания процесса дезинфекции.

2.7. Как только процесс дезинфекции завершится, на индикаторе индицируется температура в камере и этап завершения процесса - символ «Заверш.», прозвучит звуковой сигнал.

2.8. Для работы камер в режиме «Сушильный шкаф» необходимо задать влажность дезинфекции равной 0.

2.9. Открыть приточно-вытяжное отверстие и рычаг на вентиляционной трубе. Выставить температуру сушки.

2.10. По окончании режима «Сушильный шкаф» прозвучит звуковой сигнал.

3. Окончание процедуры:

3.1. Обработать руки гигиеническим способом.

3.2. Надеть одноразовые перчатки.

3.3.Открыть дверь дезинфекционной камеры в отделение выгрузки вещей.

3.4.Выложить продезинфицированные вещи на кушетку.

	Стандартная операционная процедура	Номер:
		Лист: 3 Всего:3
НАЗВАНИЕ: Камерная дезинфекция.		ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:

Нормативно-справочная документация:

1. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

2. Паспорт камеры дезинфекционной ВФЭ – 2/0,9 СЗМО.

Распределение данной инструкции

Экземпляр Подразделение

Оригинал Главная медицинская сестра

Копия 1 Центральная стерилизационная

Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

№ п/п	Фамилия	Подпись	Дата
1			
2			
3			
4			
5			

Для контроля проведения качества камерной дезинфекции – скачайте и внедрите в своей медорганизации – «Чек лист для проверки проведения камерной дезинфекции».