



ПАМЯТКА

Порядок дезинфекции пульсоксиметра для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)_005 М

Нормативная база:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2. СП 3.1.3597-20 «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Цель: минимизация рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории пансионата.

Кто должен выполнять:

Медицинская сестра

Оснащение:

1. пульсоксиметр -1 шт
2. салфетка спиртовая Асептика - 2 шт

Последовательность действий:

1. Возьмите спиртовую салфетку.
2. Протрите спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
3. Протрите второй спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.
5. Пульсоксиметр готов к работе.