

	Стандартная операционная процедура		№ 003
	Порядок дезинфекции пульсоксиметра для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
<p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p>			

Нормативная база:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2. СП 3.1.3597-20 «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Цель: минимизация рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории пансионата.

Кто должен выполнять:

1. Медицинская сестра

Оснащение:

1. пульсоксиметр -1 шт;
2. салфетка спиртовая Асептика - 2 шт

Алгоритм:

1. Возьмите спиртовую салфетку;
2. Протрите спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
3. Протрите второй спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.
5. Пульсоксиметр готов к работе.

Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись