


| | | | |
|--|---|------------------------|--------------------------------|
|  | Стандартная операционная процедура | | № 003 |
| | Порядок дезинфекции пульсоксиметра для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | |
| ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.” | Заменяет/ вводится впервые | ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА: | ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА: |
| <p style="text-align: right;">Утвердил:</p> <p style="text-align: center;">Генеральный директор _____ /А.В. Попов /</p> | | | |

Нормативная база:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2. СП 3.1.3597-20 «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

Цель: минимизация рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории пансионата.

Кто должен выполнять:

1. медицинская сестра

Оснащение:

1. пульсоксиметр -1 шт;
2. салфетка спиртовая Асептика - 2 шт

Алгоритм:

1. Возьмите спиртовую салфетку;
2. Протрите спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
3. Протрите второй спиртовой салфеткой внешние и внутренние поверхности пульсоксиметра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.
5. Пульсоксиметр готов к работе.

Ознакомлен

| Дата | ФИО | Должность | Подпись |
|------|-----|-----------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |